

Personal SCALES

GLASS ELECTRONIC PREMIUM



Tecnología digital



Precisión, peso exacto



Cuida tu salud



LCD Mayor tamaño



Mayor tamaño de balanza

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea este instructivo antes de usar el producto y consérvelo

NO APTO PARA USO COMERCIAL


GAMA
ITALY PROFESSIONAL



Modelo: SCG-500

Para utilizar correctamente y mantener la precisión en el pesaje, además de cuidar la vida útil de la balanza, lea con atención las siguientes instrucciones antes de poner en funcionamiento el artefacto.

Especificaciones

Capacidad máxima de peso: 150 kg

Peso mínimo medible: 2,5 kg

Resolución: 0,1 kg

Unidad: kg

Indicador de batería con poca carga: LO

Indicador de sobrecarga: EEEE

Temperatura de funcionamiento: 5° C a 40° C

Instrucciones de uso

1. Coloque 3 baterías AAA en el compartimiento que se encuentra en la parte posterior de la balanza.
2. Apoye la balanza sobre un piso rígido y regular.
3. Encienda la balanza.

4. La pantalla se ve completa.
5. Párese siempre en el centro de la plataforma. De esta forma, la balanza podrá realizar el pesaje con exactitud.
6. Al cabo de unos pocos segundos, en la balanza se establece electrónicamente y se muestra el peso personal.

Resolución de problemas

1. Símbolo "EEEE": si el peso excede la capacidad máxima de 150 kg, en la pantalla aparece el mensaje "EEEE".



Baje de inmediato de la balanza. De lo contrario, esta podría dañarse.

2. Símbolo "Lo": batería con poca carga. Se le avisa al usuario que debe reemplazar las baterías por nuevas.



PRECAUCIONES

1. Evite someter la balanza a sobrecargas. De lo contrario, el artefacto sufrirá daños permanentes.
2. No abra la balanza para otros fines que no sean el replazo de la batería.
3. Después de utilizarla, limpie la balanza con un paño ligeramente humedecido. No utilice solventes ni sumerja la balanza en agua.
4. Evite someter la balanza a impactos o vibraciones excesivas, como por ejemplo que caiga al piso.

AVISO

1. Mantenga la plataforma de vidrio seca para evitar des-

lizamientos. Proteja al producto de la humedad.

2. No coloque la balanza sobre piso blando (como una alfombra). De lo contrario, la medición podría no ser exacta. No coloque otros objetos sobre la plataforma de vidrio si no está utilizando la balanza.

IMPORTANTE

RETIRE LA CINTA PLÁSTICA QUE SE ENCUENTRA DEBAJO DE LA BATERÍA.



Personal SCALES
GLASS ELECTRONIC PREMIUM